










Il répond à un problème majeur : l'obésité !
Answer to a major problem : obesity!



Il calcule et interprète l'IMC
(Indice de Masse Corporelle) dès l'âge de 2 ans
It calculates and interprets the BMI
(Body Mass Index) from the age of 2

	150 kg
	100 g
X..	x 5 mémoires, memories
	LCD
	CR2032
	2 ans, years
	x 4
	Blanc, White : 3 094570 08956 2

PRODUITS / PRODUCTS	
Poids brut / Gross weight	A venir / TBC
L x l x h / L x w x h	A venir / TBC
GROUPAGE / PACK	
Colisage / Pack	A venir / TBC
L x l x h / L x w x h	A venir / TBC
Poids brut / Gross weight	A venir / TBC

PALETTE / PALLET	
Colis par couche / Outer per layer	A venir / TBC
Nombre de couches / Number of layers	A venir / TBC
Nombre total de produits / Total number of products	A venir / TBC
Hauteur / Height	A venir / TBC
Poids / Weight	A venir / TBC

Photos non contractuelles

pensé par les mamans
pour les mamans

TERRAILLON France & Headquarters
B.P.73 - 78 403 Chatou Cedex - France
Tel: +33 (0)1 30 15 41 50 - Fax: +33 (0)1 30 15 41 51
Service consommateurs (France): 0826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr

www.petit-terraillon.fr